

유세포 분석용 Anti-Icam-1/Cd54 단일클론 항체 - Q00238

품목 번호: CM0011329

소개

랫 ICAM-1/CD54에 대한 토끼 단일클론 항체로, 에 접합되었으며 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 백혈구 부착, 염증 및 면역 세포 이동을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Rat ICAM-1/CD54 mAb
비고/별칭	CD54; ICAM; Icam1
종(Species)	Rat
유전자 ID (인간)	3383
유전자 ID	25464
항원(Immunogen)	랫 ICAM-1/CD54 (NP_037099.1)의 아미노산 28-493에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Rat
SWISS	Q00238
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)