


Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Icam-1/Cd54 단일클론 항체 - P05362 / P13597

품목 번호: CM0011215



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 ICAM-1(CD54) 재조합 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 백혈구 부착, 염증 및 바이러스 감염 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICAM-1/CD54 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	MAL; CD54; Icam; Ly-4; Ly-47; Icam-1; MALA-2
종	인간/마우스
유전자 ID(인간)	3383
유전자 ID	3383/15894
면역원	인간/마우스 ICAM-1/CD54의 재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P05362/P13597
단백질 중량	58kDa/59kDa
배송	아이스백