


Wb, Ihc-P, Fc, Elisa용 Anti-Icam-1/Cd54 단클론 항체 - P05362

품목 번호: CM0002432



소개

인간 ICAM-1/CD54 (UniProt P05362)를 표적으로 하는 고품질성 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, FC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 백혈구 부착, 내피 세포 활성화 및 바이러스 침투 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICAM-1/CD54 Rabbit mAb
비고/별칭	BB2; CD54; P3.58; MALA2; MyD10; ICAM-1/CD54
종	인간
유전자 ID (인간)	3383
면역원	합성 펩타이드 (인간 ICAM-1/CD54 (P05362)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
원천	토끼
범주	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P05362
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백