

Anti-Icam-1/Cd54 마우스 단일클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa 용) - P13597

품목 번호: CM0008850

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 anti-mouse ICAM-1/CD54 마우스 단일클론 항체입니다. 세포 접착 및 백혈구 이동 연구를 위한 마우스 및 래트 ICAM-1을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICAM-1/CD54 마우스 mAb
비고/별칭	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
종	마우스
GeneID (Human)	3383
GeneID	15894
면역원	재조합 단백질; 마우스 ICAM-1/CD54 (NP_034623.1)의 아미노산 28-485에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	마우스
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P13597
단백질 분자량	59 kDa
배송	아이스백