


Wb 및 Elisa용 Anti-Icam-1/Cd54 폴리클로날 항체 - P05362

품목 번호: CM0017515



소개

인간 ICAM-1/CD54 (BB2, CD54)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 접착, 염증 및 바이러스 침입 연구에 적합합니다. UniProt: P05362.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICAM-1/CD54 Rabbit pAb
비고/별칭	BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54
종	인간
GeneID (인간)	3383
GeneID	3383
면역원	인간 ICAM-1/CD54 (NP_000192.2)의 아미노산 250-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P05362
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백