

Wb, Ihc-P, Fc, Elisa용 항Icam-1/Cd54 토끼 단클론 항체 - Q00238

품목 번호: CM0011796

소개

쥐 ICAM-1/CD54에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, FC, ELISA에서 검증되었습니다. 쥐와 반응하며 백혈구 부착, 내피세포 이행 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ICAM-1/CD54 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CD54; ICAM
종	쥐
유전자ID (인간)	3383
유전자ID	25464
면역원	쥐 ICAM-1/CD54 (NP_037099.1)의 아미노산 28-493에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q00238
단백질 분자량	60kDa
배송 방법	아이스백