


Anti-Icam-1/Cd54 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05362

품목 번호: CM0027566



소개

Human ICAM-1/CD54 (SWISS P05362)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 세포 부착, 백혈구 이동 및 바이러스 감염 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICAM-1/CD54 Rabbit pAb
비고/별칭	BB2; CD54; P3.58; ICAM-1/CD54
종	Human (인간)
GeneID (Human)	3383
GeneID	3383
면역원	Human ICAM-1/CD54 (NP_000192.2)의 아미노산 28-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	P05362
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백