

Anti-Icam1 (Cd54) 폴리클론항체 For Wb, If-P, Elisa - Q00238

품목 번호: CM0023438

소개

Icam1 Rabbit pAb (폴리클론항체)는 WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 세포간 접착 분자 1 (CD54), 60kDa, UniProt Q00238을 표적합니다. 세포 접착 및 백혈구 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Icam1 Rabbit pAb
비고/별칭	CD54; ICAM; Icam1
종	랫드
GeneID (Human)	3383
GeneID	25464
면역원	랫드 Icam1 (NP_037099.1)의 아미노산 28-493에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q00238
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백