

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Icam1 토끼 다클론 항체 - P13597

품목 번호: CM0021886

소개

마우스 ICAM1(CD54)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 백혈구 부착 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICAM1 토끼 pAb
비고/별칭	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM1
종	마우스
GeneID (인간)	3383
GeneID	15894
면역원	마우스 ICAM1(NP_034623.1)의 아미노산 120-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P13597
단백질 분자량	59kDa
배송	얼음팩