

Anti-Icam2 / Cd102 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P35330

품목 번호: CM0003157



소개

Western blot 및 ELISA용 재조합 항-마우스 ICAM2/CD102 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 백혈구 접착 및 면역 세포 상호작용 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ICAM2 / CD102 Rabbit mAb
비고/별칭	CD102; Ly-60; Icam-2; ICAM2 / CD102
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID	15896
항원(Immunogen)	마우스 ICAM2 / CD102 (P35330)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P35330
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백