

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Icam2/Cd102 Rabbit Polymab® - P35330

품목 번호: CM0006114



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-ICAM2/CD102 Rabbit PolymAb® (재조합 단일클론). 백혈구 이동에 관여하는 세포 부착 분자인 마우스 ICAM2를 인식합니다. 재조합 면역원, 31kDa, 아이스 배송.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICAM2/CD102 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CD102; Ly-60; Icam-2
종(Species)	Mouse
GeneID (Human)	3384
GeneID	15896
면역원(Immunogen)	마우스 ICAM2/CD102 (NP_034624.1)의 아미노산 20-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	P35330
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)