

Wb, Ihc-P, Fc용 항인간 Icam3/Cd50 토끼 단클론 항체 - P32942

품목 번호: CM0009460



소개

인간 ICAM3/CD50에 대한 토끼 단클론 항체입니다.
WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA에서 검증되었습니다.
인간과 교차 반응합니다. 백혈구 접착 및 면역 세포 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ICAM3/CD50 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CD50; CDW50; ICAM-R
종	인간
유전자ID (인간)	3385
유전자ID	3385
면역원	인간 ICAM3 (NP_002153.2)의 아미노산 30-114에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P32942
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스 팩