

Wb, Elisa용 Anti-Icam4 폴리클로날 항체 - Q14773

품목 번호: CM0029058

소개

ICAM4 (LW 혈액형 단백질)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 적혈구 식작용 및 혈소판 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICAM4 Rabbit pAb
비고/별칭	LW; CD242; ICAM4
종	Human
GeneID (Human)	3386
GeneID	3386
면역원	인간 ICAM4 (NP_001034221.1)의 아미노산 20-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q14773
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백