

Anti-Icam5 (Telencephalin) 단클론 항체 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa 용) - Q60625

품목 번호: CM0009046

소개

마우스 ICAM5 (Telencephalin)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응함. 신경세포 접착 및 수상돌기 발생에 대한 신경과학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICAM5 Rabbit mAb
비고/별칭	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
종	마우스
GeneID (인간)	7087
GeneID	15898
면역원	마우스 ICAM5 (NP_032345.2)의 아미노산 32-227에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q60625
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백