

Wb, Elisa용 항-Ick 다클론 항체 - Q9Upz9

품목 번호: CM0026516

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 IVD 준비 완료 항-Ick 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 섬모형성, 발생 및 암 연구를 위해 세린/트레오닌 단백질 키나아제 ICK(Q9UPZ9)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICK 토끼 pAb
비고/별칭	ECO; ICK; MRK; LCK2; hICK; EJM10
종	인간
유전자 ID (인간)	22858
유전자 ID	22858
면역원	재조합 단백질 인간 ICK(NP_057597.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UPZ9
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스 팩