

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Icmt 토끼 다클론 항체 - O60725

품목 번호: CM0015769

소개

인간, 마우스 및 랫드에서 WB, IHC-P 및 ELISA 검증을 완료한 고품질 ICMT 토끼 다클론 항체입니다. 단백질 프레닐화 및 메틸화 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICMT 토끼 pAb
비고/별칭	PCMT; PPMT; PCCMT; HSTE14; MST098; MSTP098; ICMT
종	인간
GeneID (인간)	23463
GeneID	23463
면역원	제조항 단백질: 인간 ICMT(NP_036537.1)의 아미노산 175-284에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질입니다.
동물 종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60725
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩