

Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 Anti-Icos/Cd278 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Wvs0

품목 번호: CM0006708

소개

마우스 ICOS (CD278)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IF/ICC, FC, ELISA에서 검증되었습니다. T-세포 공동자극 및 면역 반응 연구에 적합합니다. 마우스와 반응합니다. SWISS: Q9WVS0.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICOS/CD278 Rabbit mAb
비고/별칭	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115; ICOS/CD278
종	마우스
GeneID (Human)	29851
GeneID	54167
면역원	마우스 ICOS/CD278 (NP_059508.2)의 아미노산 21-142 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9WVS0
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백