


Anti-Icos/Cd278 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6W8

품목 번호: CM0024340



소개

인간 ICOS/CD278(Q9Y6W8)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. T 세포 공동자극 및 면역학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ICOS/CD278 Rabbit pAb
비고/별칭	AILIM; CD278; CVID1; ICOS/CD278
종	인간
GeneID (human)	29851
GeneID	29851
면역원	재조합 단백질 인간 ICOS/CD278 (NP_036224.1)의 아미노산 21-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6W8
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백