

## Wb, Ihc-P, Elisa용 항Icosl 토끼 다클론 항체 - O75144

품목 번호: CM0026343



### 소개

인간 ICOSL(CD275/B7-H2)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블랏, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. T세포 공동자극 및 면역 체크포인트 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | ICOSL 토끼 pAb                                                       |
| 비고/별칭      | B7h, B7H2, GL50, B7-H2, B7RP1, CD275, ICOSL, LICOS, B7RP-1, ICOS-L |
| 종          | 인간                                                                 |
| 유전자ID (인간) | 23308                                                              |
| 유전자ID      | 23308                                                              |
| 면역원        | 인간 ICOSL(NP_056074.1)의 아미노산 19-256에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질       |
| 공급원        | 토끼                                                                 |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                             |
| 적용 분야      | WB, IHC-P, ELISA                                                   |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                                        |
| SWISS      | O75144                                                             |
| 단백질 분자량    | 33kDa                                                              |
| 배송 방법      | 아이스백                                                               |