

Wb, Elisa용 항-Id2 토끼 다클론 항체 - Q02363

품목 번호: CM0026716



소개

인간 ID2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 분화, 일주기 리듬 및 암에 관여하는 bHLH 억제제인 전사 조절인자 ID2를 표적으로 합니다. 유니프로트(Q02363): Q02363.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ID2 토끼 pAb
비고/별칭	GIG8; ID2A; ID2H; bHLHb26; ID2
종	인간
유전자ID (인간)	3398
유전자ID	3398
면역원	인간 ID2 (NP_002157.2)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q02363
단백질 분자량	15kDa
배송 방법	아이스 팩