

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Id3 토끼 다클론 항체 - Q02535

품목 번호: CM0027711



소개

사람 ID3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 쥐의 ID3를 인식합니다. 전사 조절, 근형성, 일주기 경로 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ID3 토끼 pAb
비고/별칭	HEIR-1; bHLHb25; ID3
종	사람
유전자 ID (사람)	3399
유전자 ID	3399
면역원	사람 ID3(NP_002158.3)의 아미노산 1-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q02535
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백