

## Anti-Ide Rabbit Monoclonal Antibody [Kd Validated] For Wb, Ihc-P, Elisa - P14735

품목 번호: CM0004578



### 소개

인간 IDE에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 IDE를 인식합니다. 인슐린 분해 및 아밀로이드-베타 제거 연구에 이상적입니다. SWISS: P14735.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KD 검증] 인슐린 분해 효소/IDE 토끼 mAb                                          |
| 비고/별칭       | INSULYSIN                                                             |
| 종           | 인간                                                                    |
| 유전자 ID (인간) | 3416                                                                  |
| 유전자 ID      | 3416                                                                  |
| 면역원         | 인간 인슐린 분해 효소(IDE) (NP_004960.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                    |
| 범주          | 단일클론 항체                                                               |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                           |
| SWISS       | P14735                                                                |
| 단백질 분자량     | 118kDa                                                                |
| 배송          | 아이스팩                                                                  |