

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Idh1 폴리클로널 항체 - O75874

품목 번호: CM0024338



소개

CamelBio의 IDH1 Rabbit pAb는 세포질 이소시트르산 탈수소효소를 표적으로 하며, 사람, 쥐, 랫트, 원숭이에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 암 대사 및 TCA 회로 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IDH1 Rabbit pAb
비고/별칭	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	3417
GeneID	3417
면역원	사람 IDH1 (NP_005887.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트, 원숭이
SWISS	O75874
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)