

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Idh1 토끼 단일클론 항체 - O75874

품목 번호: CM0007639



소개

인간 IDH1을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. NADPH 생성 및 대사 경로에 중요한 세포질 NADP-이소시트르산 탈수소효소를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IDH1 토끼 mAb
비고/별칭	IDH; IDP; IDCD; IDPC; PICD; HEL-216; HEL-S-26; IDH1
종	인간
유전자 ID (인간)	3417
유전자 ID	3417
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O75874
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백