

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip용 Anti-Idh2 폴리클로날 항체 - P48735

품목 번호: CM0024866



소개

사람 IDH2(미토콘드리아 TCA 회로 효소)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP에서 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 대사 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IDH2 Rabbit pAb
비고/별칭	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
종	사람(Human)
GeneID (사람)	3418
GeneID	3418
면역원	사람 IDH2 (NP_002159.2)의 아미노산 193-452에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P48735
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백