

Anti-Idh2 토끼 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - P48735

품목 번호: CM0003306



소개

CamelBio는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능한 IDH2 토끼 단클론 항체(P48735)를 제공합니다. 사람, 마우스, 래트 IDH2를 검출하며 대사 연구 및 질병 연구에서 신뢰성이 높고 체외진단(IVD) 소싱을 원스톱으로 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IDH2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	IDH; IDP; IDHM; IDPM; ICD-M; IDH-2; D2HGA2; mNADP-IDH; IDH2
종	사람
유전자ID (사람)	3418
면역원	합성 펩타이드: 사람 IDH2(P48735)의 아미노산 353-452번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P48735
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스팩