

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Idh3A Rabbit Polyclonal Antibody - P50213

품목 번호: CM0018002



소개

인간 IDH3A에 대한 고품질 토끼 폴리클로날항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 재조합 단백질 면역원으로 특이성 보장. TCA 회로 및 관련 질병 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IDH3A Rabbit pAb
비고/별칭	RP90; IDH3A
종	인간
GeneID	3419
면역원	인간 IDH3A (NP_005521.1)의 아미노산 28-366에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P50213
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백