

Wb, If, Elisa용 항Idh3B 토끼 다클론 항체 - O43837

품목 번호: CM0017369



소개

미토콘드리아 NAD 의존성 아이소시트레이트 탈수소효소 베타 서브유닛인 IDH3B에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 반응성을 보이며 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. TCA 회로 및 미토콘드리아 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	IDH3B 토끼 pAb
비고/별칭	RP46; IDH3B
종	인간
유전자 ID (인간)	3420
유전자 ID	3420
면역원	인간 IDH3B (NP_008830.2)의 아미노산 35-170에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O43837
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩