


Anti-Ido1 폴리클론항체 For Wb, If/Icc, Elisa - P14902

품목 번호: CM0019037



소개

사람 IDO1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 대해 검증됨. 사람 및 래트 IDO1을 검출. 트립토판 대사 및 면역 조절 연구에 필수적인 도구.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	IDO1 Rabbit pAb
비고/별칭	IDO; INDO; IDO-1; IDO1
종	사람
유전자 ID	3620 (Human)
면역원	사람 IDO1 (NP_002155.1)의 아미노산 1-403에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 래트
SWISS	P14902
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백