


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ido1 Rabbit Polymab® - P14902

품목 번호: CM0003468



소개

WB, IF/ICC, ELISA 적용을 위한 고품질 Anti-IDO1 Rabbit Polymab®. 트립토판 대사 및 면역 관용의 핵심 효소인 인간 IDO1 (P14902)을 검출하며, 암 및 면역학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	IDO1 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	IDO; INDO; IDO-1
종	인간
GeneID (인간)	3620
GeneID	3620
면역원	인간 IDO1 (NP_002155.1)의 아미노산 1-403에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P14902
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백