


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Ids 다클론 토끼 항체 - P22304

품목 번호: CM0023420



소개

인간 이두로네이트 2-설파타제(Iduronate 2-sulfatase, IDS)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 리소좀 축적병 연구 및 바이오마커 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	IDS 토끼 pAb
비고/별칭	ID2S; MPS2; SIDS; IDS
종	인간
GeneID (인간)	3423
GeneID	3423
면역원	인간 IDS (NP_000193.1)의 아미노산 34-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22304
단백질 분자량	62kDa
배송 방식	아이스 팩