

Anti-Ier3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P46695

품목 번호: CM0030071

소개

웨스턴 블롯, IHC 파라핀, ELISA 애플리케이션을 위한 Anti-IER3 토끼 다클로널 항체입니다. 인간 및 마우스 IER3를 검출하며, 이는 ERK 신호 전달 및 암 스트레스 저항성의 주요 마커입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IER3 Rabbit pAb
비고/별칭	DIF2; IEX1; PRG1; DIF-2; GLY96; IEX-1; IEX-1L; IER3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8870
GeneID	8870
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 IER3 (NP_003888.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P46695
단백질 분자량(Protein Weight)	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)