

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ier5 Rabbit Polyclonal Antibody - Q5Vy09

품목 번호: CM0020744



소개

즉시 초기 반응 유전자 5 단백질(IER5)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 랫트 샘플에 적합. 전사 조절, 열 충격 스트레스 반응 및 세포 주기 조절에 관여.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IER5 Rabbit pAb
비고/별칭	SBB148; IER5
종	인간
GeneID (인간)	51278
GeneID	51278
면역원	합성 펩타이드 인간 IER5 (NP_057629.2)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q5VY09
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백