

Wb, Elisa용 Anti-Iffo2 폴리클로날 항체 - Q5Tf58

품목 번호: CM0026120

소개

IFFO2 (중간 필라멘트 패밀리 고아 2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫드의 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 보존된 코일드 코일(coiled-coil) 중간 필라멘트 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 매개변수           | 값                            |
| 제품명            | IFFO2 Rabbit pAb             |
| 비고/별칭          | IFFO2                        |
| 종(Species)     | 사람(Human)                    |
| GeneID (사람)    | 126917                       |
| GeneID         | 126917                       |
| 면역원(Immunogen) | 사람 IFFO2 재조합 단백질             |
| 공급원(Source)    | 토끼(Rabbit)                   |
| 카테고리           | 폴리클로날 항체                     |
| 애플리케이션         | WB, ELISA                    |
| 교차 반응성         | 사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat) |
| SWISS          | Q5TF58                       |
| 단백질 분자량        | 57kDa                        |
| 배송             | 아이스백                         |