

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ifi16 토끼 다클로날 항체 - Q16666

품목 번호: CM0017380



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 인간 IFI16 (별칭 PYHIN2, IFNGIP1)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 선천성 면역, 염증 및 암 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFI16 Rabbit pAb
비고/별칭	PYHIN2; IFNGIP1; IFI16
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3428
유전자 ID	3428
항원(Immunogen)	인간 IFI16 (NP_001351796.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q16666
단백질 분자량	88kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)