

Anti-Ifi16 토끼 다클론 항체 - Q16666

품목 번호: CM0022818



소개

WB, FC, ELISA용 IFI16 토끼 다클론 항체. 바이러스 방어 및 암에 관여하는 선천성 면역 DNA 센서이자 전사 조절인자인 인간 IFI16을 검출합니다. 면역 검출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IFI16 토끼 pAb
비고/별칭	IFI16; IFNGIP1; PYHIN2; 감마인터페론 유도 단백질 16
종	인간
유전자 ID (인간)	3428
유전자 ID	3428
면역원	재조합 단백질 인간 IFI16(NP_001351796.1)의 아미노산 500-785에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16666
단백질 분자량	75kDa/82kDa/88kDa
배송	아이스백