

Wb 및 Elisa용 Anti-Ifi27 토끼 다클로날 항체 - P40305

품목 번호: CM0015947

소개

이 IFI27 토끼 다클로날 항체(별명 ISG12A)는 인터페론 알파 유도성 단백질 27, 미토콘드리아를 특이적으로 인식합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 실험에 대해 검증되었으며, 랫(Rat)과 교차 반응을 나타냅니다. 제1형 인터페론 유도성 세포자멸사, 바이러스 방어 기전 및 미토콘드리아 신호 전달을 조사하는 데 이상적입니다. 인간 IFI27의 아미노산 1-100 내 합성 펩타이드를 사용하여 생성되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IFI27 Rabbit pAb
비고/별명	P27; ISG12; FAM14D; ISG12A; IFI27
종(Species)	Human (인간)
GeneID	3429 (Human)
면역원(Immunogen)	인간 IFI27 (NP_005523.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Rat (랫)
SWISS	P40305
단백질 분자량	12kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)