

Anti-Ifi30 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P13284

품목 번호: CM0015470

소개

인간 IFI30(GILT)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 항원제시세포의 MHC 클래스 I/II 항원 처리 및 리소좀 티올 환원 효소 활성화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IFI30 Rabbit pAb
비고/별칭	GILT; IP30; IP-30; IFI-30; IFI30
종	인간
GeneID (Human)	10437
GeneID	10437
면역원	인간 IFI30 (NP_006323.2)의 아미노산 1-250 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13284
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백