

Wb 및 Elisa용 Anti-Ifi35 Rabbit Polyclonal Antibody - P80217

품목 번호: CM0018777

소개

인간 IFI35(IFP35)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. IFI35는 선천성 면역 반응과 NF-kappa-B 신호 전달을 조절하는 인터페론 유도 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFI35 Rabbit pAb
비고/별칭	IFP35; IFI35
종	인간
GeneID (인간)	3430
GeneID	3430
면역원	재조합 단백질 인간 IFI35 (NP_005524.2)의 아미노산 1-288에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P80217
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백