

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ifi44 토끼 다클로날 항체 - Q8Tcb0

품목 번호: CM0027145

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 IFI44를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 IFI44를 인식합니다. 인터페론 유발성 미세소관 구조 연구 및 단백질체학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFI44 Rabbit pAb
비고/별칭	p44; MTAP44; A430056A10Rik; IFI44
종(Species)	Mouse
GeneID (사람)	10561
GeneID	99899
면역원(Immunogen)	Mouse IFI44 (NP_598632.2)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8TCB0
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)