


Wb, Elisa용 항Ifit2 다클론 항체 - P09913

품목 번호: CM0012989



소개

인간 IFIT2(ISG54)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 항바이러스 면역 연구, 인터페론 신호 전달 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	IFIT2 토끼 pAb
비고/별칭	P54, G10P2, IFI54, ISG54, cig42, IFI-54, IFIT-2, ISG-54, GARG-39, IFI-54K, ISG-54K, ISG-54 K, IFIT2
종	인간
유전자 ID (인간)	3433
면역원	인간 IFIT2 (NP_001538.4)의 아미노산 273-472에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P09913
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스 팩