

Wb, Elisa용 Anti-Ifit3 폴리클로날 항체 - O14879

품목 번호: CM0015713



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-IFIT3 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트 샘플에 적합합니다.

CamelBio의 고품질 시약으로 항바이러스 및 선천성 면역 연구를 탐구해 보세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFIT3 Rabbit pAb
비고/별칭	P49; Ifi49; IFIT3
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	3437
GeneID	15959
면역원(Immunogen)	마우스 IFIT3 (NP_034631.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O14879
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스백