

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ifit3 폴리클로날 항체 - O14879

품목 번호: CM0030126



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 IFIT3 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 IFIT3와 반응합니다. 선천성 항바이러스 면역, 세포 주기 조절 및 인터페론 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFIT3 Rabbit pAb
비고/별칭	P49, Ifi49, IFIT3
종(Species)	Mouse
GeneID (Human)	3437
GeneID	15959
면역원(Immunogen)	마우스 IFIT3 (NP_034631.1)의 아미노산 128-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O14879
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스백