

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ifitm3 토끼 단일클론 항체 - Q01628

품목 번호: CM0006598

소개

인간 IFITM3(1-8U, IP15, DSPA2b)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 항바이러스 선천면역 및 바이러스 진입 메커니즘 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFITM3 토끼 mAb
비고/별칭	1-8U; IP15; DSPA2b; IFITM3
종	인간
GeneID(인간)	10410
GeneID	10410
면역원	재조합 단백질[인간 IFITM3(NP_066362.2)의 아미노산 1-57에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q01628
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩