


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Ifn-Beta Rabbit Monoclonal Antibody - P01574

품목 번호: CM0012056



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용을 위한 인간 IFN-beta에 대한 토끼 단일클론 항체. 선천성 면역, 항바이러스 반응 및 암 연구에 적합합니다. 재조합 면역원, 22 kDa 단백질 검출.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFN-beta Rabbit mAb
비고/별칭	IFB; IFF; IFNB; IFN-beta
종	인간
유전자 ID (인간)	3456
유전자 ID	3456
면역원	인간 IFN-beta (NP_002167.1)의 아미노산 22-187에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01574
단백질 무게	22 kDa
배송	아이스백