


웨스턴 블롯, 유세포 분석, Elisa용 항-Ifn-감마 단일클론 항체 - P01579

품목 번호: CM0006013



소개

인간 IFN-감마에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, FC, ELISA에서 검증됨. 항균 및 항종양 반응에서 면역 인터페론 기능 연구에 적합합니다. - P01579

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	IFN-감마 토끼 mAb
비고/별칭	IFG; IFI; IMD69
종	인간
유전자 ID (인간)	3458
유전자 ID	3458
면역원	인간 IFN-감마 (NP_000610.2)의 아미노산 24-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, FC (세포내), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01579
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백