


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ifn Gamma 폴리클로날 항체 - P01579

품목 번호: CM0013707



소개

인간 IFN gamma (인터페론 감마)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 단백질 분자량 약 19kDa. 사이토카인 연구 및 면역학 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IFN gamma 토끼 pAb
비고/별칭	IFG; IFI; IMD69; IFN 감마
종	인간
유전자 ID (인간)	3458
유전자 ID	3458
면역원	재조합 단백질 / IFN 감마 (NP_997468.1)의 아미노산 24-161에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01579
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백