


Wb, Elisa용 항Ifn 감마 토끼 단클론 항체 - P01579

품목 번호: CM0007403



소개

인간 IFN 감마를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 재조합 단백질 면역원을 사용하며 인간과 교차 반응합니다. 사이토카인 및 면역 반응 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IFN 감마 토끼 mAb
비고/별칭	IFG; IFI; IMD69; IFN 감마
종	인간
GeneID (인간)	3458
GeneID	3458
면역원	인간 IFN 감마(NP_000610.2)의 아미노산 24-161에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01579
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스백