

Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ifn-Gamma Rabbit Monoclonal Antibody - P01579

품목 번호: CM0011050



소개

WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-IFN-gamma rabbit monoclonal antibody입니다. 항미생물, 항바이러스 및 항종양 면역 반응의 주요 사이토카인인 인간 IFN-gamma를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFN-gamma Rabbit mAb
비고/별칭	IFG; IFI; IMD69
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	3458
GeneID	3458
항원(Immunogen)	인간 IFN-gamma (NP_000610.2)의 아미노산 24-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P01579
단백질 분자량(Protein Weight)	19kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)