


Wb, Elisa용 Anti-Ifn Gamma 토끼 다클로날 항체 - P01579

품목 번호: CM0017179



소개

WB 및 ELISA에 제공되는 이 토끼 다클로날 항체는 항미생물 및 항종양 면역의 주요 사이토카인인 인간 IFN 감마를 표적으로 하며, 진단 및 연구 응용을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFN gamma Rabbit pAb
비고/별칭	IFG; IFI; IMD69; IFN gamma
종(Species)	인간(Human)
GeneID	3458 (Human)
면역원(Immunogen)	인간 IFN 감마(NP_997468.1)의 아미노산 24-166에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P01579
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)